



Les balances LBK offrent un pesage simple et rapide directement après l'avoir sortie de sa boîte. Le design compact avec un profil bas permet d'utiliser la balance partout où vous le souhaitez. Elle est facile à utiliser, avec seulement 5 touches colorées qui mettent en évidence les fonctions les plus utilisées afin d'accélérer la manipulation.

Les tâches de pesée simples sont maintenant rapides et faciles grâce aux balances LBK. Avec le pesage en pourcentage, le comptage de pièces de base et les 5 unités de pesage, la LBK peut être aussi utilisée pour des applications de pesage plus complexes selon vos besoins.

La LBK offre la meilleure valeur pour un pesage de base rapide



Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et des pieds réglables assurent une bonne stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La conception légère facilite le transport et la portabilité
- Châssis ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Balances **LBK**

Modèle	LBK 3	LBK 6	LBK 12	LBK 30
Capacité	6lb / 3kg	12lb / 6kg	25lb / 12kg	65lb / 30kg
Précision	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g
Reproductibilité (S.D)	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g
Linéarité (+/-)	0.002lb / 1g	0.004lb / 2g	0.01lb / 4g	0.02lb / 10g
Taille du plateau	250x180mm			
Unités de pesage	g, kg, lb, lb:oz, oz			
Temps de stabilisation (sec)	2			
Calibrage	Calibrage externe			
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm de haut			
Alimentation	Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable			
Température d'utilisation	0° à 40°C			
Carter	ABS			
Dim. totale	250x307x110mm (lxpxh)			
Poids net	1.8kg			

Accessoires

Numéro d'article Description

700200056	Coque en plastique
700200063	Coque en Plastique (5)
700200064	Coque en Plastique (10)
700660290	Certificat de Calibrage

Accessoires Principaux



Coque en plastique
Les coques de protection offrent un moyen facile et abordable pour protéger la balance et la garder propre.

Fourni par