



Creado para resistir el uso diario por estudiantes, la balanza de triple brazo de Adam Equipment TBB ofrece el mejor valor para la enseñanza de los conceptos de medición de masas. Con su construcción robusta y ranura de seguridad, la TBB es ideal para el uso en clases. Otras características de la TBB incluyen patas trípode para la medición de densidad, gancho para pesaje por debajo de la balanza, amortiguación magnética para la estabilidad rápida, vigas dentadas y graduadas con lectura en el centro y soportes para almacenar pesas adicionales.

Una balanza clásica y fiable para realizar la medición de masas



Características

- Gancho opcional permite el pesaje debajo de la balanza
- Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para prevenir el robo de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Amortiguación magnética disminuye el movimiento del puntero para lecturas más rápidas
- Vigas entalladas, graduadas asegurar el posicionamiento positivo y la lectura precisa de los resultados
- Espacio de almacenamiento incluido para almacenar pesas cuando no está en uso

Aplicaciones

- Pesaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	TBB 610S	TBB 2610S	TBB 2610T
Capacidad	610g	2610g	2610g
Legibilidad	0.1g	0.1g	0.1g
Tamaño del plato	152mm ø		
Unidades de medida	g		
Tiempo de estabilización (sec)	3		
Calibración	Calibración Externa		
Pantalla	Beam Graduado con dígitos 7mm de alto		
Carcasa	Aluminio Fundido		
Dimensiones totales	550x110x160mm (aprox)		
Peso Neto	1.7kg	2.7kg	

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700100211.....	Maletín de transporte
700100046	Candado y Cable Tipo Kensington
700660290	Certificado de Calibración

Características principales



Maletín de transporte

Construcción sólida con esquinas de acero inoxidable, el maletín contiene acolcha de espuma suave para proteger la balanza o báscula. Una correa para el hombro está incluida, y se puede asegurar.



Candado y Cable Tipo Kensington

El cable y candado de seguridad se pueden conectar a las cerraduras incorporadas en las balanzas y básculas para mantenerlas en un lugar seguro. El cable de acero flexible es difícil de cortar, y el candado de combinación le permite a usuarios elegir una combinación de números para mayor seguridad.

Suministrados por